

Assistenza e manutenzione

PEM Hydrogen Generators



Generatori di idrogeno Parker Balston:

Per garantire le prestazioni ottimali ed il massimo 'up time' del vostro Generatore di Idrogeno PEM, Parker Balston raccomanda che una manutenzione completa sia svolta ogni 24 mesi. Il contatore sul pannello di controllo ed una spia dedicata segnaleranno quando effettuare la manutenzione.

MADAtec è un centro assistenza Parker Balston autorizzato che si occupa dell'installazione, manutenzione e riparazione dell'intera gamma di sistemi per gas analitici. Tutti i tecnici sono altamente qualificati e utilizzano solo ricambi Parker originali.



Per informazioni, contattare:

MADAtec srl

Via Monte Grappa, 18
20060 Pessano con Bornago (MI)
Italy

Tel +39-02-36542401

Fax +39-02-70046017

service@madatec.com

www.madatec.com

Caratteristiche dell'assistenza

- Centro assistenza autorizzato Parker
- Professionalità e competenza per quanto riguarda prodotti e applicazioni
- Prestazioni ottimali nel tempo
- Ricambi Parker originali
- Tecnici altamente qualificati
- Assicurate al vostro generatore una vita più lunga



Assistenza e manutenzione

Generatori di idrogeno (PEM)

Il servizio completo di manutenzione di 24 mesi comprende:

- Sostituzione della cartuccia deionizzante**
- Sostituzione del filtro dell'acqua**
- Sostituzione dei filtri ambientali**
- Sostituzione della cartuccia essiccante**
- Sostituzione del galleggiante interno**
- Sostituzione della pompa dell'acqua**
- Prova di pressione interna**
- Verifica impostazioni allarme**
- Pulizia generale interna ed esterna del generatore**
- Documentazione relativa alle prestazioni rese**

Per ulteriori informazioni o per richiedere assistenza, contattate MADAttec al numero +39-02-36542401 o inviate un'e-mail all'indirizzo service@madatec.com